



Monitoring



Schutz



Konformität



Alarmierung

Das stabilste Daten-Übertragungsmodule der Monitoring Branche erneut verbessert.

Sehen Sie sich den Status Ihrer Geräte einfach am Rees Scientific LCD-Anzeigemodul an. Ideal für Kliniken, Krankenhaus-Apotheken und andere Gesundheitseinrichtungen, die zB Impfstoffe in Kühlschränken lagern. Die Überwachung der Impfstoff-Temperatur ist eine wichtige Aufgabe, dessen Einhaltung von vielen Behörden geregelt wird. Das Rees Scientific LCD-Modul entspricht bei der Lagerung und Handhabung von Impfstoffen den Richtlinien des CDC, NIH, NIST, AAP und PHAC.



Neuer optischer Alarm **Quittieren des lokalen Alarms**

Neue LCD-Anzeige



Neue Funktionen

Anzeige der Sensorbedingungen und Status

Ein Modul unterstützt bis zu 2 Sensoren

Modul für differential-Druck ebenfalls verfügbar

Lokaler akustischer und visueller (LED-) Alarm verfügbar

Möglichkeit, den lokalen Alarm am Modul bei Bedarf zu quittieren

Als Zigbee oder WiFi-Varianten verfügbar

Funktioniert sowohl mit der älteren Centron-Hardware wie auch mit dem Rees Cloud System

Ebenfalls mit Snap-Cert Kalibrierungszertifikat lieferbar



Erfüllen Sie die Vorgaben für die Lagerung und Handhabung von Impfstoffen mit der Rees LCD-Anzeige.

Sehen Sie sich den Status Ihrer Geräte einfach am Rees Scientific LCD-Anzeigemodul an. Ideal für Kliniken, Krankenhaus-Apotheken und anderen Gesundheitseinrichtungen, die zB Impfstoffe in Kühlschränken lagern. Die Überwachung der Impfstoff-Temperatur ist eine wichtige Aufgabe, dessen Einhaltung von vielen Behörden geregelt wird. Das Rees Scientific LCD-Modul entspricht bei der Lagerung und Handhabung von Impfstoffen den Richtlinien des CDC, NIH, NIST, AAP und PHAC.



Erfüllen Sie die neuen Empfehlungen

- ✓ Die neuen Module mit LCD-Anzeige erfüllen bzw. übertreffen die Empfehlungen in Sachen Lagerung von Impfstoffen (bzgl. Vorgaben für Anzeige-, Betriebsbereich und Alarmierung)
- ✓ Jedes Modul unterstützt bis zu 2 Sensoren
- ✓ Erhältlich wahlweise mit lokalem Audio- und visuellem LED-Alarm
- ✓ Die Monitoring-Intervalle übertreffen die Anforderungen des CDC
- ✓ Optionaler Temperatur-Block: kein Überlaufen und Undichtigkeiten mehr wie bei früheren Glykol-Lösungen
- ✓ Erhalten Sie Alarmmeldung via interaktivem Telefonat, Textnachricht und/oder E-Mail
- ✓ Bietet graphische Darstellungen, Daten-Export, Download und Archivierung von Daten und Events
- ✓ Übertrifft jegliche Funktionen eines Daten-Loggers
- ✓ Bietet kontinuierliches Echtzeit-Monitoring

